

GRILLE D'OBSERVATION DURANT LA SÉANCE

GRILLE D'ÉVALUATION	Nom:	Nom:	Nom:	Nom:
DILUTION 4				
Solution Bétadine versée dans un bécher	*	*	*	*
Rinçage + conditionnement de la pipette	**	**	**	**
Utilisation de la propipette / pipeteur	*	*	*	*
Bonne position pipette/bécher/yeux (contact verre-verre ; parallaxe ;	**	**	**	**
Ménisque ajusté au trait de jauge de la fiole	*	*	*	*
Homogénéisation de la solution	*	*	*	*
DOSAGES 1 et 2 9				
Solution titrante versée dans un bécher	*	*	*	*
Rinçage de la burette avec la solution titrante	*	*	*	*
Ajustage du zéro de la burette	**	**	**	**
Pas de bulle d'air dans la burette	**	**	**	**
Solution bétadine diluée versée dans bécher	*	*	*	*
Rinçage + conditionnement de la pipette	*	*	*	*
Utilisation de la propipette	*	*	*	*
Bonne position pipette/becher/yeux	**	**	**	**
Traits de jauge pipette	**	**	**	**
Agitation correcte	**	**	**	**
Goutte à goutte dans la zone sensible	*	*	*	*
Lecture correcte du volume équivalent	**	**	**	**
ORGANISATION DE LA PAILLASSE 1				
Zone de travail bien dégagée	*	*	*	*
Port de la blouse (fermée)	*	*	*	*
TOTAL sur 14				